

Informe de función pulmonar

Información del sujeto

ID: 80263088 ID alternativo:

Apellidos: Agurto Barreto Nombre: Luis Segundo nombre:

Población: MEJICANO AMERIC Sexo: Hombre Fecha de 18/11/1975 nacimiento:

Edad: 47 **Altura**: 173 cm **Peso**: 73,0 kg

IMC: 24,4

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la 19/08/2023 11:16 Dispositivo: Pneumotrac Número de serie: 25392 prueba:

Nº de pruebas: 4 Rev. de la 17/08/2023 08:38 Usuario: Administrador

exactitud:

Valores prev.: NHANES M Factor prev.: 100% Postura: Sentado

Gráfico de volumen/tiempo Gráfico de flujo/volumen 12 8 Prueba 3 10 8 6 6 5 Volumen (L Flujo (L/s) 2 3 0 2 -2 rueba Prueba 2 Prueba 3 FVC LLN 0 2 5 6 8 9 0 3 10 -6 5 Tiempo(s) Volumen (L)

Resultados								
Parámetro	Prev.	LLN	Mejor ATS/ERS	Porcentaje prev.	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3	
FVC (L)	4,75	3,89	4,33	91	4,19	4,32	4,33	
FEV1 (L)	3,77	3,05	3,25	86	3,04*	3,14	3,25	
Relación de FEV1	0,80	0,71	0,75	94	0,73	0,73	0,75	
FEV6 (L)	4,57	3,73	4,22	92	4,07	4,22	4,18	
PEF (L/Min)	575	424	605	105	580	580	605	
FEF25-75 (L/s)	3,72	2,09	2,44	66	2,03*	2,15	2,44	

Valores en BTPS ,*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión									
Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo				
A	0,01 L (0,2%)	0,11 L (3,4%)	0 soplido(s)	0 soplido(s)	0 soplido(s)				
Interpretación sugerida por el equipo									
No se puede confiar en	las interpretaciones	del ordenador nara i	ealizar diagnóstico	s. Función ventilatoria normal.					

ATS

Impreso: 19/08/2023 11:17