



Informe de función pulmonar

Información del sujeto



| | | | | | |
|------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------|------------|
| ID: | 47486729 | ID alternativo: | | | |
| Apellidos: | Zapata Aponte | Nombre: | Cristian | Segundo nombre: | |
| Población: | MEJICANO AMERIC | Sexo: | Hombre | Fecha de nacimiento: | 23/12/1992 |
| Edad: | 30 | Altura: | 170 cm | Peso: | 92,0 kg |
| IMC: | 31,8 | | | | |

Información de la sesión de pruebas

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| Fecha de la prueba: | 22/09/2023 09:54 | Dispositivo: | Pneumotrac | Número de serie: | 25392 |
| Nº de pruebas: | 4 | Rev. de la exactitud: | 13/09/2023 11:51 | Usuario: | Administrador |
| Valores prev.: | NHANES M | Factor prev.: | 100% | Postura: | Sentado |

Gráfico de flujo/volumen

Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

| Parámetro | Prev. | LLN | Mejor ATS/ERS | Porcentaje prev. | Prueba 1 | Prueba 2 | Prueba 3 |
|------------------|-------------|------|---------------|------------------|----------|----------|----------|
| FVC (L) | 4,96 | 4,13 | 5,29 | 107 | 5,22 | 5,29 | 5,27 |
| FEV1 (L) | 4,12 | 3,41 | 4,45 | 108 | 4,36 | 4,43 | 4,45 |
| Relación de FEV1 | 0,83 | 0,74 | 0,84 | 101 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| FEV6 (L) | 4,87 | 4,06 | 5,27 | 108 | 5,21 | 5,27 | 5,24 |
| PEF (L/Min) | 584 | 438 | 576 | 99 | 570 | 576 | 553 |
| FEF25-75 (L/s) | 4,43 | 2,85 | 5,05 | 114 | 4,92 | 5,05 | 5,13 |

Valores en BTPS, *Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

| Grado de la sesión | Rep. de FVC: | Rep. de FEV1: | Inicio lento de la prueba | No se han cumplido los criterios de finalización de prueba | Tos detectada en 1er segundo |
|--------------------|---------------|---------------|---------------------------|--|------------------------------|
| A | 0,02 L (0,4%) | 0,02 L (0,4%) | 0 soplo(s) | 0 soplo(s) | 0 soplo(s) |

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.

